



Info des BIO... Actu du LABO... Nouveau développement...

DOSAGE DE MEDICAMENTS

Les dosages de médicaments disponibles au laboratoire et s'effectuant sur sérum (lithiémie, dépakinémie, digoxinémie...) nécessitent des prélèvements **sur tube sec SANS gel**.

Aussi, vous trouverez désormais dans les boîtes de prélèvement, des **tubes secs SANS gel - bouchon rouge**.

Pour rappel,

- tous les médicaments ne se dosent pas sur sérum. Aussi, en cas de prescription de dosage de médicaments, veuillez consulter le manuel de prélèvement du laboratoire <http://www.laboehflc.fr> ou nous contacter au 02.51.53.29.31.
- en principe, et sauf mention particulière sur la prescription, les dosages de médicaments dans un objectif de surveillance thérapeutique sont à prélever en résiduel, c'est à dire avant la prise du médicament.
- merci de nous préciser la molécule, la posologie, la date et heure de dernière prise

Bien confraternellement,

PS : pour information, le laboratoire Eurofins/Biomnis dispose désormais d'une application mobile. Vous pouvez la télécharger sur l'Apple Store ou Google Play avec les mots clés "Eurofins Biomnis".

Les biologistes



L.DUPOND B.LUREAU P.BAILLY