


# Prélèvement sanguin CHOIX DU DISPOSITIF

Les dispositifs ci-dessous sont indiqués pour les prélèvements veineux et garantissent une qualité optimale de l'échantillon sanguin.

L'utilisation de tout autre dispositif risque d'augmenter les difficultés de prélèvement et occasionner des erreurs pré-analytiques, entraînant des résultats d'analyse de biologie faussés.

## PRÉLÈVEMENT VEINEUX



### AIGUILLE BD ECLIPSE SIGNAL




#### AVANTAGES :

- Visualisation du retour veineux
- Paroi d'aiguille ultra fine augmentant la vitesse de prélèvement
- Activation unimanuelle de la sécurité



Réf. 368838

## ACCES VEINEUX DIFFICILE ET CAPITAL VEINEUX FRAGILE



### UNITES DE PRÉLÈVEMENT BD VACUTAINER PUSH BUTTON




Réf. 367338



Réf. 367336

## PRÉLÈVEMENT DES HÉMOCULTURES



### UNITES DE PRÉLÈVEMENT BD VACUTAINER PUSH BUTTON



Réf. 367338

## PRÉLÈVEMENT SUR CATHÉTER ET NEXIVA



### ADAPTATEUR LUER BD VACUTAINER



Réf. 367300

### CORPS DE PRÉLÈVEMENT



Réf. 364815

### TUBE DE PURGE



Réf. 362725